

Vegebordsstel med granitsten

Produktblad



Stabilt vegebord med nøjagtig måling til anvendelse i laboratorie. Dette vegebord anvendes ofte hvor der stilles høje krav til målearbejdet, da det måler til 4. decimal.

STEL

Vegebordet består af 2 stålstel.

Det indre stel, som vejestenen er placeret på og hvis ben er uafhængige af det ydre stel.

Det ydre stel tager lasten fra bordpladen samt stød mod bordben, hvorfor målingen ikke påvirkes.

Begge stel er med 4 ben i kraftig 50 x 30 mm stål firkantrør. Benene leveres med justerbare nivelleringsfødder med ståltråd.

Alle stålkomponenter er lavet af stål kvalitet 037 DIN 2395A, som er resistente over for de kemikalier som oftes anvendes i laboratorier, og har en pulverlakering på mindst 80µm RAL 9016.

Højde	Dybe	Bredde
713 mm	650 mm	900 mm
	650 mm	1200 mm
	650 mm	1500 mm
905 mm	650 mm	900 mm
	650 mm	1200 mm
	650 mm	1500 mm

BORDPLADER

Bordpladen har hul for vejestenen, som giver 5 mm afstand mellem hullet og vejesten til alle sider.

Bordpladerne tilbydes som standard i laminat med enten postformed forkant eller hvid ABS kantliste.

VEJESTEN

Vejestenen er laver i granit.

Granitstenen måler 450 x 350 mm og har en tykkelse på 40 mm. Stenen er placeret 90 mm fra bordets forkant på den smalle led og i midten af bordets bredde.

Under vejestenen er vibrationsdæmpende klodser, og i samspil med vegebordets konstruktion, muliggør det nøjagtig måling til 4. decimal.