

Tilbehør til stinkskabe

MONKEYBARS

Aluminiumsstænger på stinkskabets bagvæg til brug ved opstillinger.



HOLDER TIL HANDSKER

Til montage på siden af stinkskabet – enten indvendig eller udvendigt.



SERVIETFANG

Tråd som monteres i luftspalte for at undgå papir og servietter suges op i ventilationsrør.




BESKYTTELSESPAPIR

Sugende filterpapir. Undersiden er belagt med et uigennemtrængeligt lag af polyethylen. Beskytter bordpladen mod syrer, baser og farvede opløsninger (sølvnitrat).



SERVIETHOLDER

Til montering på siden af stinkskabet, væg eller over vask.



AKRYLBASSE

Akrylsokkel til placering af udstyr i stinkskabet. Soklens åbning sikrer luftgennemstrømningen i stinkskabet.




AFFALDSSTATIV

Mulighed for luftcirkulation. Kan bruges som bordmodel og evt. ophængning i skab. Affaldsposer rulle 100.



AFLASTNINGSMÅTTER

Måtten kan lægges på gulvet foran stinkskabet til aflastning og kemikaliespild. Fås i flere størrelser.



PLASTDUNK

Plastdunk 10 liter til opsamling af væsker. Inkl. kapsel.



TILSLUTNINGSTYKKE

Til krympning på tilslutningsstykker og rørender.



PVC SLANGE

Anvendes til gennemløb af væsker m.v.



SPILDDUNK, 25 LITER

Til bordplader af forskellige materiale typer. Viste overgang anvendes ved keramiskplade. Inkl. PEH overgang, krympemuffe, tilslutningsstykke og dunk 25 l.

