




Aftræksskabe

Med og uden understel

AFTRÆKSSKAB MED UNDERPART OG LIGE FRONT / LIGE ÅBNING - MODEL 431




Bredde	1200 mm	1500 mm	1800 mm
Farve	Polarhvid/alu	Polarhvid/alu	Polarhvid/alu
Dybde	850 mm	850 mm	850 mm
Højde	2240 mm	2240 mm	2240 mm
Indvendig kabinehøjde	1180 mm	1180 mm	1180 mm
Bordplade, højde	892 mm	892 mm	892 mm
Bordplade, arbejdsdybde	576 mm	576 mm	576 mm
Bordplade, total dybde	625 mm	625 mm	625 mm
Bordplade, total bredde	1114 mm	1414 mm	1714 mm
Lugeåbning (max.) med airfoil	698 mm	698 mm	698 mm
Lugemateriale	Hærdet glas, 6 mm	Hærdet glas, 6 mm	Hærdet glas, 6 mm
Glasforkant/-airfoil	Syrefast rustfri stål	Syrefast rustfri stål	Syrefast rustfri stål
Hejsesystem på luge	Tandrem	Tandrem	Tandrem
Beklædning i kabinen	Højtryksslaminat	Højtryksslaminat	Højtryksslaminat
Ventilation: Studsstørrelse ¹	1 x Ø250	1 x Ø250	1 x Ø315

¹⁾ Ø250 er i polypropylen
Ø315 er i syrefast rustfri stål

RESISTENSLISTE FOR BORDPLADER

	Organiske opløsningsmidler	Syre / base	Varme-påvirkning	Indtrykning	Slagpåvirkning	Misfarvning	Overflade-jævnhed	Absorption
Laminat	●	●	●	●	●	●	●●	●●
Kompakt laminat	●●	●	●	●●	●●	●●	●●●	●●
Polypropylen	●●●	●●●	●	●	●	●	●●●	●●
Rustfrit stål, 316	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Epoxy Resin	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●
Keramisk	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●

Fortrinlig ●●● God ●● Acceptabel ●



Bredde	1200 mm	1500 mm	1800 mm
Farve	Polarhvid/alu	Polarhvid/alu	Polarhvid/alu
Dybde	850 mm	850 mm	850 mm
Højde	1165 mm	1165 mm	1165 mm
Indvendig kabinehøjde	1180 mm	1180 mm	1180 mm
Bordplade, arbejdsdybde	576 mm	576 mm	576 mm
Bordplade, total dybde	625 mm	625 mm	625 mm
Bordplade, total bredde	1114 mm	1414 mm	1714 mm
Lugeåbning (max.) med airfoil	698 mm	698 mm	698 mm
Lugemateriale	Hærdet glas, 6 mm	Hærdet glas, 6 mm	Hærdet glas, 6 mm
Glasforkant/-airfoil	Syrefast rustfri stål	Syrefast rustfri stål	Syrefast rustfri stål
Hejsesystem på luge	Tandrem	Tandrem	Tandrem
Beklædning i kabinen	Højtryksslaminat	Højtryksslaminat	Højtryksslaminat
Ventilation: Studsstørrelse ¹⁾	1 x Ø250	1 x Ø250	1 x Ø315

¹⁾ Ø250 er i polypropylen
Ø315 er i syrefast rustfri stål