



# Labflex laboratoriestole

Elegante og ergonomiske stole til dit laboratorium

# Ny generation af lab stole

Laboratoriestol med ergonomisk design, der giver intuitiv tilpasning og komfort.

## KONSTANT FORANDRING

Nutidens komplekse arbejdsmiljø bliver mere og mere krævende. Virksomheder skal være i stand til at tilbyde ideelle arbejdsforhold for at kunne tiltrække og beholde kvalificerede medarbejdere. Et ideelt arbejdsmiljø begynder med en ideel arbejdsstol.



## KOMFORT

Den ergonomiske polstring giver bedst mulig kropsstøtte samt en behagelig temperatur og komfort.



## TILPASNING

Med intelligent designet betjening kan stolen tilpasses optimalt til en hver bruger.


# Laboratoriestole

Ny generation af lab stole.



73349573	73349571
Sædehøjde 460 – 620 mm	Sædehøjde 590 – 870 mm
Med hjul	Med glidefødder og fodstøtte
Ryglænets højde 570 mm	Ryglænets højde 570 mm

- Ergonomisk og fleksibel med mulighed for vægtjustering, justering af sædets dybde og hældning samt højdejustering af sæde og ryglænet.
- God siddekomfort.
- Vaskbar og resistent over for desinfektionsmidler.
- Nem at rengøre takket være en overflade med få samlinger.
- Bæredygtig og fleksibel takket være udskiftelig polstring.



**Fraunhofer**

IAO

# Generelt laboratoriearbejde

Laboratoriestole til alle typer af laboratorier. Den perfekte kombination af komfort og ergonomi.



## 3D-FLEX FUNKTION AF RYGLÆN

Ryglænet tilpasser sig brugeren og følger overkroppens bevægelser ved tilbagelæn eller drej til siderne.



## KOMFORT OG ERGONOMI

Den forreste kant af stolen følger automatisk kroppen ved en foroverbøjet arbejdsstilling. Dette sikrer optimal blodcirkulation og effektiv forhindring af smerter og kramper i benene.



# Basis laboratoriestole

Generelle laboratoriestole til alle typer af laboratorier.





73349123	73349125	73349127
Sædehøjde 450 - 650 mm	Sædehøjde 560 - 810 mm	Sædehøjde 450 - 650 mm
Med hjul	Med Stop & Go hjul	Med hjul
Ryglænets højde 420 mm	Ryglænets højde 420 mm	Stort, komfortabelt sæde

- Hygiejnisk design med få samlinger sikrer nem rengøring og desinfektion.
- Resistent over for alle almindelige desinfektionsmidler og kemikalier i overensstemmelse med ISO 2812.
- Antibakterielt polstret betræk.
- Egnet til renrum kategori 3 i overensstemmelse med ISO 14644-1.



# Basis laboratoriestole

Gennemtestet all-rounder til almindeligt laboratoriebrug.



**73349133**

Sædehøjde 470 - 610 mm

Med hjul

Ryglænets højde 420 mm

Højdejustérbart ryglæn

Stålben

Vaskbar og resistent over for desinfektionsmidler



Garantie  
**10**  
Jahre

# Laboratoriestole til renrum

Laboratoriestole egnet til brug i renrum og konstrueret til at opfylde GMP-kravene.



73349103	73349101	73349107
Sædehøjde 400 – 510 mm	Sædehøjde 550 – 800 mm	Sædehøjde 450 – 650 mm
Med hjul	Med glidefødder og fodstøtte	Med hjul
Ryglænets højde 420 mm	Ryglænets højde 420 mm	Stort, komfortabelt sæde

- Automatisk bevægelsesteknologi, der understøtter brugerens kropsholdning i alle positioner.
- Velegnet til brug i renrum kategori 3 i overensstemmelse med DIN EN ISO 14644-1.
- Opfylder GMP krav.
- Støv og snavs kan ikke trænge ind takket være et gennemtænkt og sømløst design.
- Vaskbar og resistent over for desinfektionsmidler.
- Integreret kontrolpanel
- Kompakt og pladsbesparende.



Fraunhofer  
TESTED  
DEVICE  
by  
Stuhlfiedler  
Report No. IS 0108-415



Garantie  
**10**  
Jahre

# Stå-/støttestole

En stå-/støttestol er den bedste støtte til siddende, stående eller kombinerede arbejdsstillinger. Stolene opfylder de ergonomiske krav for stående arbejdsstillinger.



73349144	73349408
Sædehøjde 620 – 850 mm	Sædehøjde 450 – 650 mm
Udskiftelige glidefødder til hårde / bløde gulve	Med hjul
Højdejusterbart sæde	Højdejusterbart sæde
Komfortabelt sæde i Soft Touch PU skum. Sædet kan vippe 20° til både højre og venstre	Ergonomisk, blødt og behageligt sæde med rygstøtte
Integreret sædehåndtag gør stolen nem at håndtere og opbevare	Sædet kan drejes 360°
Vaskbar og resistent over for desinfektionsmidler	Vaskbar og resistent over for desinfektionsmidler
Rengøringsvenlig takket være overflade med få samlinger	Rengøringsvenlig
Bæredygtig og fleksibel anvendelse	Anvendelig som både stol og stå-støtte





# Vil du vide mere eller prøve en stol i dit eget laboratorium?

Kontakt Labflex og få rådgivning til valg af stole.

Labflex er en af Europas største leverandører af innovative og kundetilpassede inventarløsninger til hospitals-, laboratorie- og uddannelsessektoren. I samarbejde med entreprenører, arkitekter og ingeniører skabes fremtidssikrede laboratorier – fra procesopstart til levering af færdig indretning. For yderligere information på [www.labflex.dk](http://www.labflex.dk)

#### HOVEDKONTOR

Labflex A/S  
Marielundvej 45 A  
DK - 2730 Herlev

T +45 8747 2700

#### DANMARK

Labflex A/S  
Hjortevej 3  
DK - 7800 Skive

T +45 8747 2700

#### ENGLAND

Labflex Limited  
Pegasus Business Park  
Castle Donington  
UK - DE74 2TZ

T +44 (0) 1332 638 071