



Bordplader

Specifikationer | Profiler | Dimensioner | Vaske

Bordplader

MATERIALER

- Laminat
- Kompaktlaminat
- Polypropylen (PP)
- Rustfri stål, 316
- Epoxy resin
- Keramisk




RESISTENSOVERSIGT FOR BORDPLADER

	Organiske opløsningsmidler	Syre / base	Varme-påvirkning	Indtrykning	Slagpåvirkning	Misfarvning	Overflade-jævnhed	Absorption
Laminat	•	•	•	•	•	•	••	••
Kompaktlaminat	••	•	•	••	••	••	•••	••
Polypropylen (PP)	•••	•••	•	•	•	•	•••	••
Rustfrit stål, 316	•••	•••	•••	••	•••	•••	•••	•••
Epoxy Resin	•••	•••	••	•••	••	•••	•••	•••
Keramisk	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	••


Fortrinlig ••• God •• Acceptabel •

FARVER



Laminat

STANDARD		OPTION					
							
White K100BS	Folkestone 7927Mat	Thistle F7880VEL	China Blue F7884VEL	Dusty Jade F7879VEL	Azur F1019Mat	Oceano K1997UN	Blu Violetto A0673ERRE

Postformet Laminat

STANDARD	
	
White K100BS	Folkestone 7927Mat

Kompaktlaminat

STANDARD		OPTION	
			
Hvid med sort kerne FM0085FH	Grå med sort kerne FM0074FH	Sort gennemfarvet FM0082FH	Hvid gennemfarvet Fås kun i 12 mm FM0085

Profiler, bordplader

LAMINAT




Lige for- og bagkant.



Lige kanter med udenpåliggende kantbånd i ABS plast.



Postformet forkant og lige bagkant.



Postformet forkant og hulkehl bagkant.



Postformet for- og bagkant.

NB! Bordpladen samles på midten med "fisk".

KOMPAKTLAMINAT



Affasede kanter.

RUSTFRIT STÅL 316



Lige for- og bagkant.

Profiler, vaskebordplader

POLYPROPYLENE PP



Alle kanter med vulst.

RUSTFRIT STÅL 316



Alle kanter med vulst.

EPOXY



Alle kanter med vulst.

KERAMISK



Alle kanter med vulst.

OPTIONER

Vaskebordplader kan også vælges med laminat eller som kompaktlaminat. Disse bordplader er dog uden vulst.

Dimensioner

SYSTEM 10		STANDARD		OPTION	
Materiale ¹	Tykkelse	Dybde (mm)	Længde ² (mm)	Max dybde	Max længde
Laminat	30 mm	450 / 650 / 700 / 750 / 850	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000	1297 mm	2597 mm
Kompaktlaminat	16 mm	650 / 750 / 850		1297 mm	2797 mm
Rustfri stål, 316	30/35 mm	650 / 750 / 850		3850 mm	1370 mm
Polypropylene (PP)	20/30 mm	650 / 750 / 850		2000 mm	4000 mm
Epoxy	15/25 mm	650 / 750 / 850		1500 mm	2900 mm
Keramisk	28/35 mm	650 / 750 / 850		900 mm	1800 mm

1) Vaskebordplader fås, uanset type af materiale, i følgende længder: 600, 900, 1200, 1500 og 1800. Vælg mellem dybderne 650 og 750.

2) Bordplader til Ø-opstillinger (D: 1500 / 1600 / 1700 mm) samles på midten med fisk).

SYSTEM 14		STANDARD		OPTION	
Materiale ¹	Tykkelse	Dybde	Længde ²	Max. dybde	Max. længde
Laminat	30 mm	450 / 650 / 700 / 750 / 850 mm	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100 mm	1297 mm	2597 mm
Kompaktlaminat	16 mm	650 / 750 / 850 mm		1297 mm	2797 mm
Rustfri stål, 316	30/35 mm	650 / 750 / 850 mm		3850 mm	1370 mm
Polypropylene (PP)	20/30 mm	650 / 750 / 850 mm		2000 mm	4000 mm
Epoxy	15/25 mm	650 / 750 / 850 mm		1500 mm	2900 mm
Keramisk	28/35 mm	650 / 750 / 850 mm		900 mm	1800 mm

1) Vaskebordplader fås i dybde 650 mm samt i følgende længder: 600, 900, 1200, 1500 og 1800 mm.

2) Bordplader til Ø-opstillinger (D: 1500 / 1600 / 1700 mm) samles på midten med fisk.

Ønskes bordpladen længere end de angivne max. længder, bliver bordpladen samlet på midten med fisk.

SYSTEM 16		STANDARD		OPTION	
Materiale ¹	Tykkelse	Dybde	Længde ²	Max. dybde	Max. længde
Laminat	30 mm	450 / 650 / 700 / 750 / 850 mm	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100 mm	1297 mm	2597 mm
Kompaktlaminat	16 mm	650 / 750 / 850 mm		1297 mm	2797 mm
Rustfri stål, 316	30/35 mm	650 / 750 / 850 mm		3850 mm	1370 mm
Polypropylene (PP)	20/30 mm	650 / 750 / 850 mm		2000 mm	4000 mm
Epoxy	15/25 mm	650 / 750 / 850 mm		1500 mm	2900 mm
Keramisk	28/35 mm	650 / 750 / 850 mm		900 mm	1800 mm

1) Vaskebordplader fås i dybde 650 mm samt i følgende længder: 600, 900, 1200, 1500 og 1800 mm.

2) Bordplader til Ø-opstillinger (D: 1500 / 1600 / 1700 mm) samles på midten med fisk).

VISIONLAB		STANDARD		OPTION	
Material	Tykkelse ¹	Dybde	Længde	Max. dybde	Max. længde
Laminat ¹	30 mm	610 mm	900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2400 / 3000 mm	1297 mm	2597 mm
Rustfrit stål, 316 ²	30/35 mm	610 mm	1500 mm	3850 mm	1370 mm

1) Laminatbordpladen har nedsænket front, som dækker indstiksrammen. Bordpladetykkelsen er 56 mm inkl. indstiksramme.

2) Både vaskebordplader og endevaskebordplader fås i dybde 610 mm og længde 1500 mm.

Vaskebord

I tabellen nedenfor ses kombinationsmuligheder ved valg af bordpladetype og vask.



VASKEBORDE

Bordplademateriale	Underlimet vask	Ilagt vask	Fuldsvejst vask	Vask, materiale
Laminat	STANDARD	•	•	Rustfri stål (304) / Polypropylene (PP)
Kompaktlaminat		•	•	Rustfri stål (304) / Polypropylene (PP)
Rustfri stål, 316			STANDARD	Rustfri stål (304/316)
Polypropylene (PP)				Polypropylene (PP)
Epoxy	•	STD •		Epoxy
Keramisk	STD •	•		Keramisk

SPECIFIKATIONER PÅ VASKE

Materiale	Standardmål	Option, mål	Bundventil	Bundsi	Vandlås	Overløb	Standrør	Tilslutning
Rustfri stål, 304	480x340x145 mm	400x340x145 mm	•		•	•	OPTION	1 ½" GEVIND
Rustfri stål, 304 (fuldsvejst)	480x340x160 mm	500x400x160 mm 400x340x150 mm	•		•	•	OPTION	1 ½" GEVIND
Rustfri stål, 316 (fuldsvejst)	480x340x180 mm	500x400x200 mm 400x340x150 mm	•		•	•	OPTION	1 ½" GEVIND
Polypropylene (PP)	500x400x200 mm		OPTION	•	OPTION		•	1 ½" GEVIND
Epoxy	450x365x200 mm	406x305x203 mm 635x381x254 mm	OPTION	OPTION		OPTION	OPTION	1 ½" GEVIND
Keramisk	380x380x250 mm	530x380x250 mm	•		•		OPTION	1 ½" GEVIND

Kontakt Labflex ved behov for yderligere information.

Labflex.dk

Labflex er en af Europas største leverandører af innovative og kundetilpassede inventarløsninger til hospitals-, laboratorie- og uddannelsessektoren. I samarbejde med entreprenører, arkitekter og ingeniører skabes fremtidssikrede laboratorier – fra procesopstart til levering af færdig indretning. For yderligere information: www.Labflex.dk

HOVEDKONTOR

Labflex A/S
Marielundvej 45 A
DK - 2730 Herlev

T +45 8747 2700

DANMARK

Labflex A/S
Hjortevej 3
DK - 7800 Skive

T +45 8747 2700

ENGLAND

Labflex Limited
Pegasus Business Park
Castle Donington
UK - DE74 2TZ

T +44 (0) 1332 638 071